


Colorímetro

PS-2121



Material Incluido

- 1. Colorímetro
- 2. Cubetas con tapón, 5 uds.
- Etiquetas para cubetas (no mostradas)
- Caja de almacenamiento (no mostrada)
- Cable de extensión PASPORT

Material requerido

Interface PASPORT

Inicio rápido

- **1.** Conecte el Colorímetro a la interface PASPORT (puede que se necesite el cable de extensión PASPORT).
- 2. Si está utilizando un ordenador, conecte la interface PASPORT a él y lance el programa de adquisición de datos.
- 3. Llene una cubeta con una disolución.
- **4.** Coloque la cubeta en el Colorímetro y cierre su tapa.
- **5.** Pulse el botón de inicio para comenzar la adquisición de datos.

Introducción

El Colorímetro mide la absorbancia y transmitancia de los diferentes colores de la luz a través de disoluciones. Estas medidas pueden utilizarse para determinar la concentración de una disolución.

Configuración

Conexión del Colorímetro a una interface

- Conecte el Colorímetro a cualquier puerto de una interface PASPORT o registrador de datos. Opcionalmente, utilice un cable de extensión PASPORT (PS-2500) entre la interface y el Colorímetro.
- Si está utilizando un ordenador, conecte la interface PASPORT a él y lance el programa de adquisición de datos.

Adquisición de datos

- 1. Llene una cubeta con una disolución y cierre el tapón. Ver "Preparación de la muestra" a continuación.
- 2. Coloque la cubeta en el Colorímetro y cierre su tapa.
- **3.** Asegúrese de que el Colorímetro está en posición horizontal.
- Pulse el botón de inicio para comenzar la adquisición de datos.

Mediciones

El Colorímetro hace ocho medidas: absorbancia y transmitancia de la luz roja, naranja, verde y azul. Seleccione cualquiera de estas medidas en el programa o en la interface.

Frecuencia de muestreo

Por defecto, el sensor recoge 1 muestra por segundo. Se pueden adquirir datos de hasta 5 muestras por segundo. Cambiar la frecuencia de muestreo en el programa o en el registrador de datos.

Calibración

La calibración no es siempre necesaria, pero se recomienda para una mejor precisión. La calibración se almacena en el Col-



Colorímetro PS-2121

orímetro ; cuando se desconecta el sensor y se vuelve a conectar, el sensor conserva la última calibración.

- 1. Llenar una cubeta con agua destilada (u otro solvente que represente una concentración de cero) y cierre su tapa. Ver "Preparación de la muestra" a continuación.
- 2. Coloque la cubeta en el Colorímetro y cierre su tapa.
- **3.** Pulse el botón **Calibración** del sensor. Se iluminará una luz en el botón indicando que la calibración está en curso.
- **4.** Espere a que la luz se apague y entonces retire la muestra.

Después de la calibración, la transmitancia de la muestra de calibración deberá ser de 100% para todos los colores.

Preparación de la muestra

- 1. Llenar la cubeta con al menos 6 ml de la muestra.
- 2. Rosque el tapón de forma segura.
- **3.** Coja la cubeta por el tapón y limpie el vidrio con un tejido no abrasivo. Evite tocar el vidrio.
- 4. Agite suavemente la cubeta para distribuir uniformemente las moléculas del soluto en toda la disolución. No agite la cubeta o permitir que entren burbujas de aire en la disolución.

Orientación de la cubeta

Para minimizar la variación de la lectura debido a las diferencias o imperfecciones en el vidrio de la cubeta, haga lo siguiente con cada cubeta que tenga previsto utilizar.

- Ponga una cubeta que contenga agua destilada u otra disolución en el Colorímetro . Mantenga la tapa del Colorímetro abierta.
- 2. Ponga un trozo de tela negra sobre su mano y el Colorímetro de tal modo que la luz no entre en el Colorímetro.
- **3.** Empieza la recogida de datos en el programa o en la interface.
- **4.** Con la mano cubierta, gire la cubeta mientras observa la lectura de la transmitancia. En la lectura más alta de la transmitancia, deje de girar.
- 5. Con la cubeta todavía en el Colorímetro , coloque una de las etiquetas de flecha incluidas en el tapón y apuntando al tornillo del borde del soporte de las cubetas.


Para las posteriores medidas y calibraciones, coloque siempre la cubeta en el Colorímetro con la flecha apuntando hacia el tornillo. No intercambie los tapones de las cubetas.

Actividad: transmitancia y absorbancia de diferentes colores

Material requerido: colorímetro, interface PASPORT, agua destilada, colorante rojo alimentario y dos cubetas.

- Conecte el Colorímetro a la interface como se describió anteriormente (puede ser necesario el cable de extensión PASPORT).
- 2. Llene una cubeta con agua destilada y cierre el tapón de forma segura.
- 3. Llene otra cubeta con una disolución de 2 gotas de colorante rojo en 6 ml de agua. Cierre el tapón y luego agite suavemente la cubeta para mezclar la disolución sin crear burbuias.
- **4.** Coloque la cubeta que contiene el agua destilada en el Colorímetro y cierre su tapa.
- 5. Recoja una corta secuencia de datos.
- **6.** Ponga la cubeta que contiene la disolución de color en el Colorímetro y cierre su tapa.
- 7. Recoja otra corta secuencia de datos.

Compare la absorbancia y la transmitancia de cada color para cada muestra. ¿El agua destilada absorbe o transmite un color más que los otros? ¿Qué color absorbe mas la disolución de color rojo? ¿Qué color se transmite más?



Datos de la muestra: transmitancia del rojo, naranja, verde y azul a través de una disolución roja.

Experimentos sugeridos

- Ley de Beer: encontrar la relación entre la concentración y la absorbancia de una disolución. Utilice esta relación para determinar la concentración de una muestra desconocida.
- Velocidad de reacción: medir el cambio de la absorbancia con el tiempo mientras se produce la reacción química en la cubeta.

Especificaciones

Rango	0% a 100% de transmitancia
Longitudes de onda	660 nm (rojo) 610 nm (naranja) 565 nm (verde) 468 nm (azul)
Precisión	± 0,5% de transmitancia
Resolución	0,1% de transmitancia
Frecuencia de muestreo por defecto	1 muestra/s
Velocidad de muestreo máxima	5 muestras/s
Rango de temperatura (para el sensor y la muestra de prueba)	5 °C a 40 °C (recomendado)

Soporte Técnico

Para obtener ayuda sobre cualquier producto de PASCO, póngase en contacto con PASCO en:

Dirección: PASCO Scientific

10101 Foothills Blvd. Roseville, CA 95747-7100

Teléfono: +1 916 786 3800

(mundial)

800-772-8700 (USA)

Fax: +1 916 786 7565
Web: www.pasco.com
Correo support@pasco.com

electrónico:

Para obtener más información acerca del Colorímetro y de la versión más actualizada de este Manual de Instrucciones , visite:

www.pasco.com PS-2121

Garantía limitada Para una descripción de la garantía del producto, consulte el catálogo de PASCO.

Derechos de autor 012-08158E *Colorímetro Manual de Instrucciones* de PASCO Scientific tiene derechos de autor, con todos los derechos reservados. Se concede permiso a las instituciones educativas sin ánimo de lucro para la reproducción de cualquier parte de este manual, siempre que las reproducciones se utilicen sólo en sus laboratorios y aulas y no se

comercialicen. La reproducción en cualquier otra circunstancia, sin el consentimiento por escrito de PASCO Scientific, está prohibida.

Marcas comerciales PASCO, PASCO Scientific y PASPORT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PASCO Scientific, en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas, productos o nombres de servicios son o pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio y se usan para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios. Para más información visite www.pasco.com/legal.

